



Bilteman maalarinteippi
Astioiden merkkäämiseen
laboratorioissa

Ei jätä liimajälkiä pulloihin



Kuumailmateippiä
käytetään
autoklavoitaviin
astioihin

Rullia saa lisää
välinehuollosta



Höyrysterilointiteipit tai tavallinen maalarinteippi

Ei saa käyttää astioiden merkkaukseen

→ jää tosi paljon liimaa pullon kylkeen



Voidaan käyttää vain alufolion päällä



Scanderin Extra Cleaner liuosta on saatavissa välinehuollosta

Tussimerkintöjen ja teippijäämien poistamiseen

