



www.biotop.fi

Midori Green DNA Stain

NYT EROON ETIDIUMBROMIDISTA

- ei karsinogeeninen
- yhtä herkkä kuin EtBr
- käytetään täysin samalla tavalla kuin EtBr:ää
- **ei ongelmajätettä** – hävitetään tavallisen jätteen mukana
- **RIITTOISA:**
1 ml riittää 200 kpl/100 ml geeliin tai lähes 700 kpl/30 ml geeliin!

MUISTA MYÖS!

Mupid®-One geielektroforeesilaitte

- turvallinen ja helpokäyttöinen:
geelikasettiin voidaan kaataa 100 asteista geeliä;
teippejä ei tarvita. Sisältää kaiken tarvittavan.



KOODI	TUOTE
MG02	Midori Green DNA Stain, 1ml
MU2	Mupid®-One

Genetics NIPPON Genetics
EUROPE GmbH

Lisätietoja: www.nippongenetics.eu