

Seuraavat tarjoushinnat ovat voimassa vuoden 2020 ajan kun viittaatte tilatessanne tarjousnumeroonne. Muussa tapauksessa tarjous ei ole voimassa, vaan veloitamme huoltotyöstä listahinnan.

Tämä tarjous korvaa vuoden 2019 huoltotarjoushinnaston SQ_003677, tai mahdollisen muun 31.12.2019 umpeutuneen huoltotarjouksenne.

Tarjoamme huolto-, testaus ja kalibrointipalvelun kaikille pipeteille seuraavasti:

Old Material No.	New Material No.	Material Name Finnish	Price Group 7A 2020
9999060	84LGP14	Ylläpitohuolto (5.2) mekaaninen 1-ch	53 €
9999061	84LGP02	Ylläpitohuolto (5.2) mekaaninen 2-8-ch	84 €
9999061	84LGP10	Ylläpitohuolto (5.2) mekaaninen 12-ch	90 €
9999061	84LGP16	Ylläpitohuolto (5.2) mekaaninen ≥16-ch	99 €
9999065	84LGP03	Ylläpitohuolto (5.2) mekaaninen 2-8-ch ≤10 µl	116 €
9999065	84LGP11	Ylläpitohuolto (5.2) mekaaninen 12-ch ≤10 µl	125 €
9999065	84LGP17	Ylläpitohuolto (5.2) mekaaninen ≥16-ch ≤10 µl	136 €
9999062	84LGP15	Ylläpitohuolto (5.2) elektroninen 1-ch	63 €
9999063	84LGP05	Ylläpitohuolto (5.2) elektroninen 2-8-ch	94 €
9999063	84LGP12	Ylläpitohuolto (5.2) elektroninen 12-ch	100 €
9999063	84LGP18	Ylläpitohuolto (5.2) elektroninen ≥16-ch	109 €
9999066	84LGP06	Ylläpitohuolto (5.2) elektroninen 2-8-ch ≤10 µl	125 €
9999066	84LGP13	Ylläpitohuolto (5.2) elektroninen 12-ch ≤10 µl	134 €
9999066	84LGP19	Ylläpitohuolto (5.2) elektroninen ≥16-ch ≤10 µl	146 €
9999064	84LGP09	Ylläpitohuolto (5.2) annostelija ≤10 ml	57 €
9999064	84LGP21	Ylläpitohuolto (5.2) annostelija >10 ml	57 €
999993	84LLP14	Ylläpitohuolto (10.2) mekaaninen 1-ch	62 €
999985	84LLP02	Ylläpitohuolto (10.2) mekaaninen 2-8-ch	100 €
999985	84LLP10	Ylläpitohuolto (10.2) mekaaninen 12-ch	107 €
999985	84LLP16	Ylläpitohuolto (10.2) mekaaninen ≥16-ch	116 €
999920	84LLP03	Ylläpitohuolto (10.2) mekaaninen 2-8-ch ≤10 µl	131 €
999920	84LLP11	Ylläpitohuolto (10.2) mekaaninen 12-ch ≤10 µl	141 €
999920	84LLP17	Ylläpitohuolto (10.2) mekaaninen ≥16-ch ≤10 µl	154 €
999994	84LLP15	Ylläpitohuolto (10.2) elektroninen 1-ch	72 €
999986	84LLP05	Ylläpitohuolto (10.2) elektroninen 2-8-ch	108 €
999986	84LLP12	Ylläpitohuolto (10.2) elektroninen 12-ch	116 €
999986	84LLP18	Ylläpitohuolto (10.2) elektroninen ≥16-ch	127 €
999921	84LLP06	Ylläpitohuolto (10.2) elektroninen 2-8-ch ≤10 µl	141 €
999921	84LLP13	Ylläpitohuolto (10.2) elektroninen 12-ch ≤10 µl	151 €
999921	84LLP19	Ylläpitohuolto (10.2) elektroninen ≥16-ch ≤10 µl	165 €
999919	84LLP09	Ylläpitohuolto (10.2) annostelija ≤10 ml	67 €
999919	84LLP21	Ylläpitohuolto (10.2) annostelija >10 ml	67 €

999922	84LMP14	Ylläpitohuolto (10.3) mekaaninen 1-ch	74 €
999923	84LMP02	Ylläpitohuolto (10.3) mekaaninen 2-8-ch	119 €
999923	84LMP10	Ylläpitohuolto (10.3) mekaaninen 12-ch	128 €
999923	84LMP16	Ylläpitohuolto (10.3) mekaaninen ≥16-ch	140 €
999927	84LMP03	Ylläpitohuolto (10.3) mekaaninen 2-8-ch ≤10 µl	151 €
999927	84LMP11	Ylläpitohuolto (10.3) mekaaninen 12-ch ≤10 µl	162 €
999927	84LMP17	Ylläpitohuolto (10.3) mekaaninen ≥16-ch ≤10 µl	177 €
999924	84LMP15	Ylläpitohuolto (10.3) elektroninen 1-ch	87 €
999925	84LMP05	Ylläpitohuolto (10.3) elektroninen 2-8-ch	128 €
999925	84LMP12	Ylläpitohuolto (10.3) elektroninen 12-ch	136 €
999925	84LMP18	Ylläpitohuolto (10.3) elektroninen ≥16-ch	148 €
999928	84LMP06	Ylläpitohuolto (10.3) elektroninen 2-8-ch ≤10 µl	160 €
999928	84LMP13	Ylläpitohuolto (10.3) elektroninen 12-ch ≤10 µl	169 €
999928	84LMP19	Ylläpitohuolto (10.3) elektroninen ≥16-ch ≤10 µl	185 €
999926	84LMP09	Ylläpitohuolto (10.3) annostelija ≤10 ml	81 €
999926	84LMP21	Ylläpitohuolto (10.3) annostelija >10 ml	81 €
999929	84CAPA	FINAS-akkreditoitu kalibrointitodistus (ISO 17025) 1-ch	30 €
999930	84CAPB	FINAS-akkreditoitu kalibrointitodistus (ISO 17025) mch	40 €

Maksuehto 30 päivää netto

Viivästyskorko Suomen Pankin vahvistama korkolain mukainen viivästyskorko.

Toimitusehto **CPT**, Incoterms 2010/ voimassaolevan hinnaston mukaiset käsittely- ja lähetyskulut (ALV 0 %). Käsittely- ja lähetyskulu on 22 EUR vuonna 2020. Hinta sisältää kuriiripalvelut ovelta ovelle molempiin suuntiin. City-Labin kautta tilatessa toimituskuluja ei peritä

Huolto, testaus, kalibrointi ja spesifikaatiot

Pipetit testataan ISO8655–spesifikaatiota ja Sartoriuksen standardikärkiä käyttäen, suoralla pipetoinnilla, ellei muuta sovita.

Huoltoaika

Verstashaoltoon lähetettäessä n. seitsemän työpäivää, pois lukien kuljetus-, sekä kesäaika, jolloin huoltoaika saattaa olla pidempi. Huoltotarjousasiakkaiden pipetit menevät huoltojonossa tarjouksettomien ohi.

Huoltotakuu

Huoltotyölle 12 kk, pois lukien suorituskykytestauksen/kalibroinnin. Sartorius (Biohit)-pipettien varaosille takuu 6 kk, pois lukien elektronisten pipettien akut.

Huoltoon lähetettävien pipettien määrä

Huoltoon lähetetään max. 30 pipettiä/huoltokerta.

Tilaaminen

Tarjoushinnan saamiseksi pyydämme teitä käyttämään tilatessanne tarjouksen mukana toimitettavaa Huoltotilaus/Dekontaminaatitodistus-kaavaketta, jossa on viittaus tarjousnumeroon. Muiden kuin tarjouksella mainittujen huoltotoimenpiteiden osalta veloitamme listahinnan. Lisätietoja nettisivuilta: www.pipettitohtori.fi.

Huoltotarjous

Sivu 3 / 3

Ajalle

1.1.2020

- 31.12.2020

Päivämäärä

27.12.2019

Numero

7A

Mikäli huoltotarpeisiin tulee vuoden aikana muutoksia, niin pyydämme olemaan yhteydessä myynnin tukeen sales.nordic@sartorius.com.

Sartorius huolto käyttää FINAS-akkreditoitua kalibrointilaboratoriota. Ainoa kansainvälinen nesteannostelijoiden kalibrointia käsittelevä standardi on ISO 8655, jonka mukainen referenssimenetelmä on 10 mittausta kolmessa tilavuudessa (10%, 50% ja 100% pipetin maksimitilavuudesta, kiinteätilavuuksisen pipetin kohdalla 10 mittausta 100 % pipetin maksimitilavuudesta).

Pipettien lähetysohjeet

1. Puhdista pipetit päältä esim. 70 % EtOH.
2. Täytä Huoltotilaus/Dekontaminaatitodistus huolellisesti ja laita se pipettien mukaan, listaa kaikki lähetysessä olevat pipetit ja tarvikkeet taulukkoon.
3. Pakkaa pipetit ja tarvikkeet laatikkoon pehmusteiden kera, jotta pipetit eivät kolhiinno kuljetuksen aikana.
4. Tilaa kuljetus numerosta +358 10 52003 tai tilaus@dbschenker.com ja ilmoita asiakasnumero 462624.
5. Helsingissä, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa huollettavat pipetit voi viedä City-Lab:iin, josta ne toimitetaan Sartorius huoltoon.
6. Pipetit huolletaan Helsingissä, osoitteessa:

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy**Service****Laippatie 1****00880 HELSINKI****Toimittaja-, laskuttaja- ja pankkitiedot**

Vaikka pipetit huolletaan Helsingissä, niin 2.9.2019 alkaen pipettihuoltojen laskuttajana on:

Sartorius UK Limited
Longmead Business Centre
Blenheim Road
Epsom
Surrey KT19 9QQ
UNITED KINGDOM
VAT: FI2539743-8

Bank: HSBC Bank Plc
EUR IBAN account: GB84 HBUK 4012 7657 2424 76
SWIFT: HBUKGB4B

Sartorius huollon yhteystiedot

www.pipettitohtori.fi / service.nordic@sartorius.com / puh. +358 50 4141 628

Ystävällisin terveisin,
Sartorius Service

Petteri Planting

puh. +358 40 593 22 62

petteri.planting@sartorius.com**Myynnin tuki**, puh. +358 9 7559 5253 / sales.nordic@sartorius.com**Tuotetilaukset**, puh. +358 9 7559 5880 / nordic.opm@sartorius.com