

Voit valita käyttäjäprofiilisi seuraavista vaihtoehtoista:

HAKIJA

YRITYS

MEDIA

Sivun sisältö mukautuu valintasi perusteella.

AJANKOHTAISTA



PROJEKTISUUNNITTELIJA (BIOPRINT-HANKE + OAMK/TEKNIikka)

Oulun seudun ammattikorkeakoulusta (Oamk) valmistuu osaavia ammattilaisia työ- ja elinkeinoelämän sekä kulttuurin tarpeisiin. Oamkissa on noin 9 000 opiskelijaa ja 800 työntekijää. Oamk on osa Oulun seudun koulutuskuntayhtymää (Osekk).

Oamkin Tekniikan yksikkö kouluttaa tekniikan alan asiantuntijoita Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin Oulussa ja Raahessa. Yksikössämme on noin 2 700 opiskelijaa ja 200 päätoimista työntekijää.

Haemme joukkoomme osa- ja määräaikaiseen työsuhteeseen

PROJEKTISUUNNITTELIJAA (BioPrint-hanke + Oamk/Tekniikka)

Projektisuunnittelija osallistuu käytännön laboratorioanalyysien tekemiseen bioantureiden testausvaiheessa ja tulosten raportointiin. Tehtäviin kuuluu erilaisten mittausten optimointi, liuosten tekeminen ja laboratorioreagenssien ja tarvikkeiden tilaus. Hän tekee tarvittaessa myös validointiin kuuluvia mittauksia ja erilaisia laboratorion ylläpitotehtäviä. Tehtävä on osa-aikainen (50 %) ajalla 1.11.2012–31.8.2013.

Moniammatillisessa tiimissä työskentely edellyttää hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja uusien asioiden oppimiseen. Edellytämme laboratorioanalyttikon koulutusta. Tehtävissä tarvitaan myös taulukkolaskennan hallintaa, hyvää kirjallista ilmaisua ja kommunikointivalmiuksia englanniksi. Työkokemu painettavasta tekniikasta ja elektrokemiallisista mittauksista on eduksi.

Hakuaika tehtävään päättyy 17.10.2012 klo 15.

Lisätietoja: Jari-Pekka Rontu, osastonjohtaja, 050 532 5954

Hakemukset tulee ensisijaisesti jättää sähköisesti osoitteessa www.osekk.fi/rekrytointi (<http://www.osekk.fi/rekrytointi>). Paperihakemukset lähetetään osoitteella: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö, Kotkantie 1, 90250 OULU. Kuoreen merkintä "Projektisuunnittelija (BioPrint-hanke)".

« [Takaisin \(javascript:history.go\(-1\);\)](javascript:history.go(-1);)

